



1 Размеры для справок

2 ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за подъемные пластины, расположенные на крышке.

3 Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.

4 Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	490
Полная трансформатора	2380

Эскиз 6.2394 ГЧ				Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Трансформатор ТМГ-1000	см. табл.	1:2
Разраб.	Изм. Е.Е.					
Проб.	Шаймерденов П.И.			Модерн компактный	Лист	Листов 1
Т.контр.						
Н.контр.	Айтасова А.А.			ТОО "УТЗ"		
Утв.	Асан Т.А.					